

KOPFSTÜTZEN

Firma _____

Kommission _____


Datum _____

Ansprechpartner _____

*Preise und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
 Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Netto Preise exkl. MwSt.*

Stand: 01.01.2024


KOPFSTÜTZENBRACKET



C Bracket

Tiefeneinstellung (A):
 A MAX: 13,0 cm
 A MIN: -3,0 cm


€ 333,00 S214-V001



I-C Bracket

Tiefeneinstellung (A):
 A MAX: 19,5 cm
 A MIN: -6,0 cm


€ 366,00 S214-V002



C-C Bracket

Tiefeneinstellung (A):
 A MAX: 25,0 cm
 A MIN: -11,0 cm


€ 366,00 S214-V003



T Bracket

Tiefeneinstellung (A):
 A MAX: 18,5 cm
 A MIN: -5,0 cm

€ 333,00 S214-V004




I Bracket

Tiefeneinstellung (A):
 A MAX: 6,5 cm
 A MIN: 0 cm



€ 29,00

S214-V009




C Flip-Up Bracket

Tiefeneinstellung (A):
 A MAX: 13,0 cm
 A MIN: -3,0 cm



€ 566,00

S214-V025




I Flip-Up Bracket

Tiefeneinstellung (A):
 A MAX: 6,5 cm
 A MIN: 0 cm



€ 566,00

S214-V026



Free Shock Bracket*

*inkl. Gebogener Aufnahmestange

Tiefeneinstellung (A):
 A MAX: 10,0 cm
 A MIN: 4,0 cm

10 N



€ 566,00

S214-V024

20 N



€ 566,00

S214-V015

KOPFSTÜTZENAUFNAHME




Aufnahme am Rollstuhl
(Kopfstützenhalter)



€ 161,00

S214-V000



Aufnahmestange gerade*

*nicht in Verbindung mit "Flip-Up Bracket"



STANDARD

S214-V031



Aufnahmestange gebogen*

B: 3,0 cm


*nicht in Verbindung mit "Flip-Up Bracket"



€ 21,00

S214-V032

KOPFSTÜTZENPOLSTER



Straight contoured
pad

SMALL

A 27 cm - B 13 cm



€ 264,00

S214-V011

MEDIUM

A 34 cm - B 15 cm



€ 264,00

S214-V012


LARGE

A 41 cm - B 17 cm



€ 264,00

S214-V006



Curved contoured
pad

SMALL

A 27 cm - B 16 cm



€ 304,00

S214-V013

MEDIUM

A 34 cm - B 18,5 cm



€ 304,00

S214-V014


LARGE

A 41 cm - B 21 cm



€ 304,00

S214-V008



Contoured pad A

SMALL

A 21 cm - B 14 cm



€ 366,00

S214-V017


MEDIUM

A 26 cm - B 17 cm



€ 366,00

S214-V018



Contoured pad X

SMALL
A 20 cm - B 17 cm



€ 452,00


S214-V019

MEDIUM
A 25 cm - B 21 cm



€ 452,00

S214-V020



Contoured pad E

SMALL
A 15 cm - B 13 cm
C 18 cm



€ 543,00

S214-V021

MEDIUM
A 18 cm - B 16 cm
C 21 cm



€ 543,00


S214-V022

LARGE
A 22 cm - B 18 cm
C 26 cm



€ 543,00

S214-V023



Contoured pad Hold
Tight

SMALL
A 9 cm - B 25 cm
C 9 cm - H 7 cm



€ 706,00

S214-V027

MEDIUM
A 11,5 cm - B 28 cm
C 12 cm - H 7 cm



€ 706,00

S214-V028

LARGE
A 14 cm - B 30 cm
C 14 cm - H 7 cm



€ 706,00

S214-V029