



Orthopus Supporter

Die innovative Armunterstützung von Orthopus ist speziell für Menschen mit einer reduzierten Armkraft entwickelt worden. Ob Aufgrund von Alter, neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall oder Muskelschwund, bietet diese Armunterstützung eine zuverlässige Lösung, um die täglichen Herausforderungen zu bewältigen und die Unabhängigkeit zu bewahren. Mit ihrem durchdachten Design und ihrer Funktionalität trägt sie dazu bei, die Lebensqualität zu verbessern und die Mobilität zu erhalten.

Für mehr Informationen
www.rehamedpower.de

Orthopus Supporter

Der Orthopus Supporter verfügt über eine Vielzahl von individuellen Eigenschaften

- ✓ elektronisch einstellbare Kraft in 100 Gramm Schritten
- ✓ großen Aktionsradius
- ✓ Armschale mit Oberarmunterstützung
- ✓ Festlegung der Beweglichkeit nach oben und unten
- ✓ elektronische Festsetzung der Aktionsebene
- ✓ mit Quick release schnell herausnehmbar
- ✓ verschiedene Farben wählbar
- ✓ individuelle Montage am Tisch oder Rollstuhl
- ✓ HMV-Nummer: 02.10.01.0XXX

