







Datum:	<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Bestellung	Ansprechpartner Rehamedpower:	
Firma:			Lieferanschrift:	
Ansprechpartner:			PLZ:	Ort:
Kommission:			Telefon:	eMail:

Ausstattung: Elektrorollstuhl mit Vollfederungssystem, Standard Sitz- und Rückensystem, Batterien 50Ah, Batterieladegerät, Beleuchtung, elektrischer Sitzlift und elektrische Sitzwinkelverstellung, 6 km/h-Version, R-Net Elektronik, Befestigungsösen nach ISO 7176-19
 (Preise und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Netto Preise exkl. MwSt.)

<input type="checkbox"/> X10 - JUNIOR POWER (inkl. Spezialsitzrahmen)	
<input type="checkbox"/> F-POWER Kompaktchassis - Außenbreite 54 cm	16.535,- € HMV: 18.99.06.1135
<input type="checkbox"/> M-POWER Kompaktchassis - Außenbreite 54 cm	15.700,- € HMV: 18.99.06.1137
<input type="checkbox"/> R-POWER Kompaktchassis - Außenbreite 54 cm	15.385,- € HMV: 18.99.06.1136
Sitzmaße	
Sitzbreite x Sitztiefe:	
<input type="checkbox"/> 30 x 30 cm	<input type="checkbox"/> 30 x 35 cm
<input type="checkbox"/> 30 x 40 cm	<input type="checkbox"/> 30 x 45 cm
<input type="checkbox"/> 35 x 35 cm	<input type="checkbox"/> 35 x 40 cm
<input type="checkbox"/> 35 x 45 cm	<input type="checkbox"/> 40 x 40 cm
<input type="checkbox"/> 40 x 45 cm	<input type="checkbox"/> 40 x 50 cm
Sitzsystem	
<input type="checkbox"/> Standard Sitzsystem	std.
<input type="checkbox"/> Verstellbare Sitzplatte für separate Sitzsysteme	215,- €
Buddy Brace Modulare Sitzsysteme	
<input type="checkbox"/> Peezy Light	795,- €
<input type="checkbox"/> Peezy	1.365,- €
Sitzmaße Peezy Light und Peezy: (Breite x Tiefe: Sitztiefe individuell anpassbar)	
<input type="checkbox"/> 26 x 30 cm	<input type="checkbox"/> 30 x 34 cm
<input type="checkbox"/> 30 x 40 cm	<input type="checkbox"/> 34 x 44 cm
<input type="checkbox"/> 36 x 44 cm	<input type="checkbox"/> 38 x 48 cm
<input type="checkbox"/> Inkontinenzbezug	162,- €
<input type="checkbox"/> ohne Sitzsystem	
 	
	BEK Round
	Peezy Sitzkissen

	
Rückensystem	
<input type="checkbox"/> Standard Rückensystem (wie angegebene Sitzbreite)	std.
Buddy Brace Rückensystem	
<input type="checkbox"/> Buddy Brace BEK Round	1.213,- €
<input type="checkbox"/> Buddy Brace BEK Shift	1.213,- €
Bitte wählen Sie eine Größe (Breite x Höhe)	
<input type="checkbox"/> 30 x 35 cm	<input type="checkbox"/> 30 x 40 cm
<input type="checkbox"/> 34 x 40 cm	<input type="checkbox"/> 34 x 45 cm
<input type="checkbox"/> 38 x 45 cm	<input type="checkbox"/> 38 x 50 cm
<input type="checkbox"/> Sondermaße auf Anfrage	
<input type="checkbox"/> ohne Rückensystem	
Gurtsysteme	
<input type="checkbox"/> Buddy Brace 2-Punkt Beckengurt	216,- €
<input type="checkbox"/> medium	<input type="checkbox"/> large
<input type="checkbox"/> Buddy Brace Weste Modell X	258,- €
<input type="checkbox"/> small	<input type="checkbox"/> medium
<input type="checkbox"/> large	
<i>Für weitere Gurtsysteme nutzen Sie bitte den separaten Anpassbogen</i>	

Armlehnenaufnahmen	
<input type="checkbox"/> Standard Aufnahme (Fest am Sitzrahmen montiert)	std.
Armlehnenpolster	
<input type="checkbox"/> Standard Polster (Kunstleder)	
links <input type="checkbox"/> 22 cm inkl. <input type="checkbox"/> 30 cm	76,- €
rechts <input type="checkbox"/> 22 cm inkl. <input type="checkbox"/> 30 cm	76,- €
<input type="checkbox"/> Druckreduzierende Armlehnenpolster	
links <input type="checkbox"/> 25 x 5 cm	205,- €
rechts <input type="checkbox"/> 25 x 5 cm	205,- €
links <input type="checkbox"/> 30 x 8 cm	237,- €
rechts <input type="checkbox"/> 30 x 8 cm	237,- €
Weitere individualisierte Armlehnen auf Anfrage	
Beinunterstützung	
<input type="checkbox"/> Gepolsterte Seitenteile	402,- €
Kopfstützensysteme	
<input type="checkbox"/> Gepolsterte Kopfstütze (einstellbar)	622,- €
<input type="checkbox"/> gepolsterte Junior Kopfstütze (einstellbar)	677,- €
<input type="checkbox"/> Contoured-X Kopfstütze (mit individueller Positionierung)	940,- €
<input type="checkbox"/> small <input type="checkbox"/> medium	
<input type="checkbox"/> Contoured-E Kopfstütze (mit individueller Positionierung)	1.024,- €
<input type="checkbox"/> small <input type="checkbox"/> medium <input type="checkbox"/> large	
Sitz-/ Rücken-/ Beinstützenfunktionen	
<input type="checkbox"/> Sitzlift 30 cm	std.
<input type="checkbox"/> Sitzwinkelverstellung 0° - 45°	std.
<input type="checkbox"/> Manuelle Rückenlehnenverstellung	std.
<input type="checkbox"/> Elektrische Rückenlehnenverstellung	1.815,- €
<input type="checkbox"/> Zentrale Beinstütze manuell einstellbar	std.
<input type="checkbox"/> Elektrische Beinstütze (winkelverstellbar mit zentraler Fußplatte)	3.135,- €
<input type="checkbox"/> Wadenstützen inkl. Aufnahme	545,- €
Bereifung / Farbe	
<input type="checkbox"/> Antriebsräder mit Luftbereifung (3.00-8)	std.
<input type="checkbox"/> Antriebsräder mit Vollgummibereifung (3.00-8)	297,- €
<input type="checkbox"/> Schwenkräder mit Luftbereifung (2.80/2.50-4, nur FWD & RWD)	std.
<input type="checkbox"/> Schwenkräder mit Vollgummibereifung (2.80/2.50-4, nur FWD & RWD)	215,- €
<input type="checkbox"/> Schwenkräder mit Vollgummibereifung (nur MWD)	std.
<input type="checkbox"/> Radabdeckung Antriebsräder (Paar)	138,- €
<input type="checkbox"/> Radabdeckung Schwenkräder (Paar, nur FWD & RWD)	105,- €
<input type="checkbox"/> Farbe Grundmodell	std.
<input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> dark grey <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> light green	

Elektronik / Steuerung	
<input type="checkbox"/> Batterien 50 Ah (Compact Chassis)	std.
<input type="checkbox"/> 10 km/h (Einzelabnahme lt. StVO)	690,- €
<input type="checkbox"/> Gyroskop (Fahrtrichtungsstabilisator - Serienmäßig bei FWD)	1.304,- €
<input type="checkbox"/> R-Net Joystick CJSM, Farbdisplay	std.
<input type="checkbox"/> R-Net Joystick CJSM2, großes Farbdisplay (Infrarot)	754,- €
<input type="checkbox"/> R-Net Joystick CJSM2, großes Farbdisplay (Bluetooth)	1.095,- €
Joystickmontage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
<input type="checkbox"/> Fest montiert	std.
<input type="checkbox"/> Joystickaufnahme nach unten wegklappbar	424,- €
<input type="checkbox"/> Tischsteuerung CJSM (umkehrbar, inkl. Tisch, Aufnahme und Halter)	3.050,- €
<input type="checkbox"/> Begleitsteuerung inkl. Halterung	1.304,- €
Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
<input type="checkbox"/> Scoot Control Begleitsteuerung	3.955,- €
<i>Für weitere Sondersteuerungen nutzen Sie bitte den separaten Anpassbogen</i>	
Zubehör	
<input type="checkbox"/> Joystickaufsätze	Preis auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Golfball <input type="checkbox"/> Schaumstoffball (80 mm)	
<input type="checkbox"/> Tetragabel schmal (76 mm) <input type="checkbox"/> Tetragabel breit (102 mm)	
<input type="checkbox"/> Gurt mit Rollautomat	Preis auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Therapietisch, schwenkbar	Preis auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Notabschaltung	Preis auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Handyhalterung mit Ladeadapter	Preis auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Dahl Docking Adapterplatte	Preis auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Stockhalter	Preis auf Anfrage
Sonderanfertigungen	
<input type="checkbox"/> Elektrische Fußplatte, hochklappbar	Preis auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Elektrisch wegschwenkbare Joystickeinheit	Preis auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Elektrische Kopfstütze	Preis auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Heavy Duty Joystick	Preis auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Beatmungsträgerhalter	Preis auf Anfrage
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage	
   	



Contoured-X



Contoured-E




Contoured-A



Druckreduzierende Armlehne

Kundenmaße	Angabe in kg / cm
Gewicht	
Größe	
1) Oberschenkellänge	
2) Brusttiefe	
3) Ellbogenhöhe	
4) Achselhöhlenhöhe	
5) Schulterhöhe	
6) Kopfhöhe	
7) Ellbogen bis Hand	
8) Brustbreite	
9) Unterschenkellänge	
10) Hüftbreite	



Anmerkungen